

VacciCheck



Boletín para clínicas veterinarias - Junio 2008

Antes y después de vacunar use VacciCheck


La medición de los niveles de anticuerpos ayuda al clínico a determinar cuándo finalizar la vacunación del cachorro. Resulta igualmente útil para comprobar el estatus de inmunidad del animal en una primera consulta o en revisiones anuales.

El análisis serológico nos indica si se ha conseguido una inmunización efectiva tras la vacunación en perros y gatos. Al tratarse de un proceso biológico, la respuesta inmune nunca ofrece una protección absoluta y no es igual en todos los individuos vacunados.

Biogal Galed ha fabricado con este propósito el test rápido VacciCheck. En el perro permite valorar la inmunidad adquirida (IgG) frente a Hepatitis infecciosa canina, Moquillo y Parvovirus; en gatos, frente al virus de la Panleucopenia, Herpesvirus y Calicivirus. Monitoriza la inmunidad, reduce los fallos vacunales y previene las

consecuencias de una vacunación excesiva, como son shocks anafilácticos, angioedemas, tiroiditis, etc

De esta manera el veterinario podrá modificar el programa de vacunas y adaptarlo a cada caso concreto, apoyándose en el valor del título de anticuerpos del paciente. Sólo es necesario un refuerzo vacunal cuando el nivel de Inmunoglobinas desciende a títulos no protectores.



Resultado en 5 muestras distintas.
Control positivo interno.



Técnica sencilla
Ideal para clínica
Rapidez (40')
Resultados cuantitativos
Fiable y preciso
Orienta el diagnóstico

*Los valores de corte (cutt-off) del test VacciCheck se corresponden con las recomendaciones de vacunación del Cornell University School of Veterinary Medicine.



Presentación, precio, contacto:

Canine VacciCheck – Moquillo, Parvo, Hepatitis
Feline VacciCheck – Panleucopenia, Calicivirus, Rinotraqueitis

Bandeja con reactivos para 12 pruebas triples

eurovet veterinaria s.l.

www.euroveterinaria.com Tel.: 91 884 13 74 info@euroveterinaria.com