

# VACCICHECK VALIDAR ANTES DE VACUNAR

NEWSLETTER EUROVET VETERINARIA

WWW.EUROVETERINARIA.COM

## IMPORTANCIA CLÍNICA

El VacciCheck Canino permite confirmar la protección de la mascota midiendo los anticuerpos frente a la **Hepatitis infecciosa canina, Parvovirus canino y Virus del Moquillo canino**. Es una herramienta indispensable para conocer el estado inmunitario antes de la vacunación y determinar si el animal necesita ser vacunado. Con VacciCheck el veterinario podrá modificar los programas de vacunación de una manera individualizada.

Cada vez más el concepto bienestar y atención preventiva son demandados por los veterinarios clínicos y por los dueños de mascotas. Y es en este punto, donde se engloban las pruebas de titulación como un medio fiable para evaluar los resultados de la vacunación o la necesidad de administrar una dosis de refuerzo.

### Directrices de vacunación actuales

De acuerdo con la última versión de las Pautas de Vacunación de la WSAVA, se recomienda la administración de la dosis de refuerzo en intervalos trienales en perros para las vacunas esenciales en lugar del "refuerzo anual" convencional. Las inquietudes de los veterinarios han llevado a la solicitud de pruebas serológicas para pacientes individuales como un medio para validar el hecho de que la administración de vacunas esenciales provoca niveles de anticuerpos que se mantienen durante más de un año.

### Anticuerpos = Protección

La presencia de anticuerpos IgG para las enfermedades esenciales, como el Moquillo canino, la Hepatitis y el Parvovirus, se correlaciona directamente con la inmunidad protectora para las mascotas. Es por ello que la toma de decisiones individuales debería estar apoyada por el uso de pruebas serológicas. No sucede lo mismo para el caso de Leptospira o Ehrlichia donde la presencia de anticuerpos sólo es indicativo de infección o de previa exposición, respectivamente.

## DIAGNÓSTICO

**VacciCheck®** es una de las pruebas a las que se hace referencia en las Directrices de la WSAVA como una herramienta recomendada para monitorear la protección de las mascotas frente las enfermedades esenciales (Parvo, Moquillo y Hepatitis).

Consiste en un ELISA manual para la detección de anticuerpos que no requiere ningún equipo. Se puede usar en todas las prácticas veterinarias y proporciona resultados que se correlacionan con los métodos de referencia (hemaglutinación, neutralización viral) en solo 23 minutos.

### VacciCheck permite:

- EVALUAR la inmunidad frente a las vacunas esenciales en perros adultos, lo que permite una programación precisa de refuerzo.
- MANEJAR el brote de la enfermedad en los refugios para animales permitiendo una inmunización adecuada.
- ESTABLECER el estado de protección para perros adultos recién adoptados con un historial de vacunación desconocido.
- CONFIRMAR la inmunidad del cachorro después de completar la serie de vacunación inicial.

## PRODUCTOS BIOGAL

### CALENTADOR DE PLACAS

Nueva herramienta diseñada para acortar el tiempo de calentamiento de la placa de los kits VacciCheck e Immunocomb. Permite alcanzar la Temperatura ambiente para la realización de la prueba en tan solo 10 minutos.

### COMBCAM

Pequeño dispositivo para realizar la lectura de los kit ImmunoComb/Vaccicheck. Este lector permite hacer la interpretación de resultados más rápida, digitalizada y más precisa.

