

PRUEBAS RÁPIDAS FASTEST

FASTEST AIV AG



DETECCIÓN DE ANTÍGENOS (SUBTIPOS H1-H15) DEL VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR TIPO A EN HECES O MATERIAL CLOACAL DE AVES DE CORRAL, DE ZOOLOGICO O SALVAJES.

790020RG1

FORMATO: 20 TESTS

S: 100% - E: 100%

FASTEST ANAPLASMA



DETECCIÓN CUALITATIVA DE IGG DE ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM Y A. PLATYS EN SANGRE O SUERO DE PERROS Y CABALLOS.

600010RK1

FORMATO: 10 TESTS

S: 99% - E: 96,4%

FASTEST ANAPLASMA-EHRlichia



DETECCIÓN CUALITATIVA DE IGG DE ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM -A. PLATYS Y EHRlichia CANIS EN SANGRE O SUERO DE PERROS.

601010RK1

FORMATO: 10 TESTS

ANAP/ S: 87,5% - E: 100%
EHL/ S: 98,2% - E: 100%

FASTEST BCV STRIP



DETECCIÓN CUALITATIVA DE CORONAVIRUS BOVINO EN LAS HECES DEL TERNERO, UNO DE LOS PATÓGENOS CAUSANTE DE LA DIARREA NEONATAL BOVINA.

890010RG1

FORMATO: 10 TESTS

S: 96,7% - E: 99,9%

FASTEST BOR IN TICK



TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE BORRELIA DIRECTAMENTE EN LA GARRAPATA.

873005RG1

FORMATO: 5 TESTS

S: 100% - E: 91,7%

FASTEST BRUCELLA CANIS



DETECCIÓN CUALITATIVA IGG DE BRUCELLA CANIS EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL PERRO. BRUCELOSIS CANINA - PELIGRO SUBESTIMADO PARA LOS CRIADORES.

800010RK1

FORMATO: 10 TESTS

S: 72,7% - E: 90,7%

FASTEST CDV-CPV AB



DETECCIÓN SEMICUANTITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA PARVOVIRUS CANINO O VIRUS DEL MOQUILLO, EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL PERRO. DIAGNÓSTICO DE ANTICUERPOS Y VACUNACIÓN ESPECÍFICOS

CDV/ S: 99,9% - E: 99,8%

CPV/ S: 99,9% - E: 94,0%

FORMATO: 10 TESTS

821010RK1

FASTEST C. DIFF 2T



TEST RÁPIDO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE GDH (DESHIDROGENASA DE GLUTAMATO) Y DE TOXINA A/B DE CLOSTRIDIODES DIFFICILE EN HECES DE PERRO, GATO, CABALLO Y CERDO.

GDH/ S: 96% - E: 98%

TOXAB/ S: 99% - E: 96,3%

796010RG1

FORMATO: 10 TESTS

FASTEST CHLAM AG



TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE CHLAMYDIA SPP. EN SECRECIONES, ÓRGANOS O HECES DE ANIMALES.

GDH/ S: 96% - E: 98%

FORMATO: 10 TESTS

730010RG1

FASTEST C. PERFRINGENS TOXIN



TEST RÁPIDO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ENTEROTOXINA DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS EN HECES DE PERRO, GATO, CABRA, CORDERO, TERNERO, POTRILLO Y LECHÓN.

795010RG1

FORMATO: 10 TESTS

S: 95,6% - E: 99%

FASTEST CPV AB



TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA EL PARVOVIRUS CANINO (CPV) EN SANGRE TOTAL, PLASMA O SUERO DEL PERRO.

S: 99,9% - E: 94%

FORMATO: 10 TESTS

820010RK1

FASTEST CCOV STRIP



DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO DEL CORONAVIRUS CANINO EN LAS HECES DEL PERRO. AGENTE COMÚN DE LA ENTERITIS VÍRICAS CANINAS.

810010RG1

FORMATO: 10 TESTS

S: 93,6% - E: 97,4%

FASTEST CRP CANINE



DETECCIÓN CUALITATIVA DE PROTEÍNA C-REACTIVA MEDIANTE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS EN SANGRE, PLASMA O SUERO DE PERRO. EXCLUSIÓN PRECOZ DE UN PROCESO INFLAMATORIO.

S: 95% - E: 94%

FORMATO: 10 TESTS

760010RK1

FASTEST CDV AB



TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DEL MOQUILLO (CDV) EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL PERRO.

770010RK1

FORMATO: 10 TESTS

S: 99,9% - E: 99,8%

FASTEST CRYPTO STRIP



DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SUPERFICIE DE CRYPTOSPORIDIUM PARVUM EN LAS HECES DE PEQUEÑOS, GRANDES ANIMALES Y MASCOTAS.

S: 96,7% - E: 99,9%

FORMATO: 10 TESTS

870010RG1

FASTEST CRYPTO-GIARDIA STRIP



740010RG1

DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SUPERFICIE DE CRYPTOSPORIDIUM PARVUM Y GIARDIA DUODENALIS EN LAS HECE HECE DE PEQUEÑOS, GRANDES ANIMALES Y MASCOTAS. KIT COMBINADO.

FORMATO: 10 TESTS

CRYPTO/ S: 96,7% - E: 100%
GIARDIA/ S: 96,4% - E: 98,6%

FASTEST D-PHYTE



764005RG1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE DERMATOFITOS SPP. DE RELEVANCIA VETERINARIA EN PEQUEÑOS, GRANDES ANIMALES Y MASCOTAS.

S: 86,7% - E: 93,5%

FORMATO: 5 TESTS

FASTEST CRYPTO-ROTA D2T



780010RG1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE CRYPTOSPORIDIUM PARVUM Y ROTAVIRUS EN LAS HECE DE PEQUEÑOS, GRANDES ANIMALES Y MASCOTAS.

FORMATO: 10 TESTS

CRYPTO/ S: 94,1% - E: 95,5%
ROTA/ S: 96,0% - E: 100%

FASTEST E.COLI-K99 STRIP



840010RG1

DETECCIÓN CUALITATIVA DE E. COLI SPP. K99 (F5) EN LAS HECE DEL TERNERO, UNO DE LOS PATÓGENOS CAUSANTE DE LA DIARREA NEONATAL BOVINA.

S: 96% - E: 95%

FORMATO: 10 TESTS

FASTEST DIRO AG



980010RG1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENOS ESPECÍFICOS DE DIROFILARIA IMMITIS EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL PERRO Y GATO.

FORMATO: 10 TESTS

S: 98,6% - E: 99,1%

FASTEST EHRlichia CANIS



980010RG1

DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG FRENTE A EHRlichia CANIS EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL PERRO, PATÓGENO TRANSMITIDO POR GARRAPATAS CAUSANTE DE EHRlichiosis CANINA MONOCÍTICA (CME).

S: 94,3% - E: 93,3%

FORMATO: 10 TESTS

FASTEST DISTEMPER STRIP



830010RG1

DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENOS DEL VIRUS DEL MOQUILLO CANINO (CDV) EN LA SECRECIÓN NASAL U OCULAR, ORINA O LCR EN PERRO.

FORMATO: 10 TESTS

S: 98,8% - E: 97,7%

FASTEST EHRlichia-LEISH



915006RK1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA EHRlichia CANIS Y LEISHMANIA INFANTUM EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL PERRO.

EHR/ S: 94,3% - E: 93,3%

LEIS/ S: 98% - E: 97%

FORMATO: 6 TESTS

FASTEST D4T BOVINE



083010RG1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN DE CRYPTOSPORIDIUM PARVUM, CORONAVIRUS BOVINO, E. COLI-K99 (F5) Y ROTAVIRUS EN LAS HECE DEL VACUNO.

FORMATO: 10 TESTS

BCV/ S: 100% - E: 100%
CRYPTO/ S: 100% - E: 95,8%
E.COLI/ S: 88,9% - E: 100%
ROTA/ S: 96,4% - E: 96,5%



825006RK1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE IGG DE ENCEPHALITIZOON CUNICULI EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL CONEJO.

S: 98,5% - E: 100%

FORMATO: 6 TESTS

FASTEST FCOV STRIP



670010RG1

DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENO DEL CORONAVIRUS FELINO EN LAS HECE DEL GATO. DE FCOV A PIF - UNA MUTACIÓN VIRAL CON CONSECUENCIAS MORTALES.

FORMATO: 10 TESTS

S: 96,2% - E: 95,7%

FASTEST GIARDIA STRIP



850010RK1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE GIARDIA DUODENALIS EN LAS HECE DE PEQUEÑOS, GRANDES ANIMALES Y MASCOTAS.

S: 97,2% - E: 99,5%

FORMATO: 10 TESTS

FASTEST FELV



950010RG1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENOS DEL VIRUS DE LA LEUCEMIA FELINA (FELV) EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL GATO.

FORMATO: 10 TESTS

S: 95% - E: 99%

FASTEST IGG BOVINE



720010RK1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG (ESTADO INMUNITARIO) EN SANGRE TOTAL, PLASMA O SUERO DE BOVINOS.

S: 95,5% - E: 96,2%

FORMATO: 10 TESTS

FASTEST FELV-FIV



761006RG1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTÍGENOS DEL VIRUS DE LA LEUCEMIA FELINA (FELV) ASÍ COMO ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA (FIV) EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL GATO.

FELV/ S: 95% - E: 99%

FIV/ S: 96,4% - E: 99,2%

FORMATO: 6 TESTS

FASTEST LEISH



970010RK1

TEST RÁPIDO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG CONTRA LEISHMANIA INFANTUM EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL PERRO. PARASITOSIS CON CONSECUENCIAS GRAVES.

S: 100% - E: 98%

FORMATO: 10 TESTS

FASTEST FIP



990010RK1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA EL CORONAVIRUS FELINO (FCOV/VIRUS DEL PIF) EN SANGRE, PLASMA, SUERO O EFUSIÓN DEL GATO.

FORMATO: 10 TESTS

S: 94,6% - E: 100%

FASTEST LEPTOSPIRA IGM



620010RK1

DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGM DE LEPTOSPIRA SPP. EN PLASMA, SOBRENADANTE DE SANGRE TOTAL O SUERO DEL PERRO.

S: 100% - E: 95,3%

FORMATO: 10 TESTS

FASTEST FIV



960010RK1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA FELINA (FIV) EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL GATO.

FORMATO: 10 TESTS

S: 96,4% - E: 99,2%

FASTEST LYME



940010RK1

DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGM E IGG DE BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL PERRO. ENFERMEDAD DE LYME - TRANSMITIDA POR GARRAPATAS.

S: 90% - E: 98,6%

FORMATO: 10 TESTS

FASTEST NEOSPOA CANINUM



TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA NEOSPOA CANINUM EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL PERRO, EL GANADO BOVINO O EL CIERVO.

836010RK1

FORMATO: 10 TESTS

S: 96,2% - E: 100%

ACT VETUBE



TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADO ACT-VETUBE E UN TEST DE SCREENING ESTANDARIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA SECUNDARIA DEL PERRO, DEL GATO Y DEL CABALLO.

COAGULACIÓN

FORMATO: 10 TESTS

340010SB1

FASTEST PARVO CARD & STRIP



TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DEL PARVOVIRUS EN LAS HECEs DEL PERRO, GATO Y VISÓN.

CARD: 925005RG1
STRIP: 920010RG1

FORMATO: 5 TESTS
FORMATO: 10 TESTS

S: 96% - E: 99,9%

BMBT VET



TIEMPO DE SANGRADO DE MUCOSA BUCAL BMBT-VET. ES UN TEST DE SCREENING ESTANDARIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA DEL PERRO.

COAGULACIÓN

FORMATO: 10 TESTS

PERRO: 371010SB1
GATO: 381010SB1

FASTEST ROTA STRIP



TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL ANTÍGENO DEL ROTAVIRUS GRUPO A EN LAS HECEs DE PEQUEÑOS, GRANDES ANIMALES Y MASCOTAS.

930010RG1

FORMATO: 10 TESTS

S: 97,5% - E: 99,9%

RIVALTA FIP-VETUBE



TEST PARA LA DETERMINACIÓN O EXCLUSIÓN DE EXUDADOS (EFUSIÓN ABDOMINAL Y/O PLEURAL) DE GATOS SOSPECOSOS DE PIF.

COAGULACIÓN

FORMATO: 10 TESTS

105010SR1

FASTEST SAA



TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE AMILOIDE A SÉRICO (SAA) EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL GATO Y DEL CABALLO.

710010RE1

FORMATO: 10 TESTS

S: 96,6% - E: 96,8%

MYKODERMOASSAY DTM



MEDIO DE CULTIVO PARA LA DETECCIÓN DE DERMATOFITOS DE IMPORTANCIA VETERINARIA EN MASCOTAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. MEDIO DTM.

CULTIVO

FORMATO: 12 TESTS

716M12MP1

FASTEST TOXOPLASMA G



TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG CONTRA TOXOPLASMA GONDII EN SANGRE, PLASMA O SUERO DEL GATO E PERRO.

610010RK1

FORMATO: 10 TESTS

S: 100% - E: 98,7%

MYKODERMOASSAY TRIO



ES UN MEDIO CULTIVO (DTM/ESA/SAB) PARA LA DETECCIÓN DE DERMATOFITOS DE IMPORTANCIA VETERINARIA EN PEQUEÑOS, GRANDES ANIMALES Y MASCOTAS.

CULTIVO

FORMATO: 5 TESTS

940010RK1

NOVEDAD

FASTEST

FASTEST BEE 3T



301010BG1

TEST RÁPIDO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DEL VIRUS DE LA DEFORMIDAD ALAR (**DWV**), EL VIRUS DE LA PARÁLISIS AGUDA DE LAS ABEJAS (**ABPV**) Y EL VIRUS DE LA CRÍA EN SACO (**SBV**) DE LA ABEJA.

FORMATO: 10 TESTS

EUROVET VETERINARIA SL



www.euroveterinaria.com



918 841 374



eurovet@euroveterinaria.com